

Tjekliste til laboratorier og værksteder

<p>Stinkskabe</p> <ul style="list-style-type: none">• Luk lugen til stinkskabet, når det ikke er i brug• Benyt kemikalieskabe til opbevaring af kemikalier - ikke stinkskabe• Overvej om I kan dele stinkskabe• Nedlæg stinkskabe der ikke benyttes	
<p>Punktsug og udsugning</p> <ul style="list-style-type: none">• Sluk for punktsug/udsugning, når det ikke er i brug• Gør det nemt at se, hvor og hvordan punktsug/udsugning slukkes. Evt. farvekode på punktsug og kontakt der viser, at de hører sammen• Benyt kemikalieskabe til opbevaring af kemikalier - ikke punktsug	
<p>Varme og aircondition</p> <ul style="list-style-type: none">• Sluk radiatoren, hvis du åbner vinduet eller tænder for aircon• Åbn kun vinduer, når der ikke er tændt for aircon• Temperatur på aircon bør ikke være under 21 grader• Temperaturen på aircon stilles efter udstyrets max krav• Aircon er kun til nedkøling af udstyr	

Udstyr og maskiner <ul style="list-style-type: none">• Sluk udstyr/maskiner, når de ikke bruges• Sæt urstyring på udstyr/maskiner. Det kan f.eks. være ovne• Sæt mærkater på udstyr/maskiner, der IKKE må slukkes• Kortlæg udstyr for at se om noget kan slukkes eller drosles ned, evt. i samarbejde med leverandør• Tjek strømpriserne. Sæt f.eks. autoklaver i gang når strøm er billigt	
Vakuum og trykluft <ul style="list-style-type: none">• Lyt efter huller i systemet og fejlmeld det på https://helpdesk.dalux.com/dtufm	
PC og skærme <ul style="list-style-type: none">• Sluk for Pc'er og skærme, der ikke er i brug	
Rentvandsanlæg <ul style="list-style-type: none">• Er de alle nødvendige eller kan det rene vand hentes i et andet laboratorie	
Autoklaver/opvaskemaskiner <ul style="list-style-type: none">• Sørg for at de kører om natten• Sørg for at de kører på ECO program, hvis muligt	



Varmeskabe/ovne <ul style="list-style-type: none">• Slukkes når de ikke benyttes• Benyt tænd/sluk ur	